

Collarín Philadelphia



Collarín cervical bivalbo con abertura para tranqueostomía

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Elevada resistencia al apoyo cervical**, se ha comprobado que soporta fuerzas de hasta 45 kilos.
- **Gran apertura en la parte frontal**, permite el acceso inmediato al cuello, por si fuera necesario practicar una traqueotomía o una cricotireotomía, además también puede controlarse el carotídeo.
- **Material radiotransparente**, facilita el análisis radiológico.
- **Lavable**, con agua y jabón o detergente suave, posibilidad de reutilización lo que da una buena relación coste / eficacia.
- **Gran adaptabilidad, disponible en 3 tamaños y 2 alturas**, aplicación a casi cualquier biotipo.
- **Banda de fijación tipo velcro**, estabilidad, seguridad terapéutica.
- **Espuma de Plastazote**, ligero y confortable.
- **Apoyo en 4 puntos: occipital, mentón, esternón y ambos hombros**, máxima estabilización (seguridad terapéutica).
- **Collarín rígido desmontable en 2 piezas (anterior y posterior)**, facilidad de manejo (colocación y retirada), incluso con el paciente en decúbito y sin posibilidad de movilización corporal.

INDICACIONES

- Inmovilización temporal en lesiones cervicales.
- Osteoartritis acompañada de lesiones o distorsiones.
- Contracturas musculares y rotura o elongación musculoligamentosas.
- Tendinitis cervical.
- Post cirugía cervical.
- Soporte para moldes cervicales de yeso.

Puede ser usado conjuntamente con una espaldera estándar, para uso de urgencia, en posibles lesiones de la columna vertebral.

INSTRUCCIONES DE USO

- Después de seleccionar el tamaño correcto, aplicar la parte posterior del collar a la parte posterior del cuello del paciente.
- Centrar el collarín de modo que la flecha quede apuntando hacia arriba.
- Aplicar la mitad delantera del collarín dejando la barbilla bien firme en la cavidad. Centrar el collarín para garantizar una alineación neutra. La mitad delantera se superpone a la mitad posterior.

CUIDADO Y LIMPIEZA








Lavar el collarín a mano con jabón suave en agua tibia. Secar al aire a temperatura ambiente. No lavar a máquina. No utilizar secadora.

COMPOSICIÓN

Collar: espuma de Plastazote de alta tolerancia dérmica.
Banda de fijación: tipo velcro.

PRESENTACIÓN

Código Producto	Talla	Diámetro cuello	Altura cuello	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta	Código EAN
74478-01	S	25 – 33 cm	8 cm	1	1	8428383102951
74478-02	M	33 – 41 cm	8 cm	1	1	8428383102968
74478-03	L	41 – 48 cm	8 cm	1	1	8428383102975
74478-04	S	25 – 33 cm	11 cm	1	1	8428383102982
74478-05	M	33 – 41 cm	11 cm	1	1	8428383102999
74478-06	L	41 – 48 cm	11 cm	1	1	8428383103002

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
<p>Clase CE I, no estéril</p> <p>BSN medical SLU ISO 9001:2008</p> 			 Las características intrínsecas del producto no se alteran con el tiempo.  	 DJO 1430 Decision Street Vista, CA 92081 USA EC REP DJO UK Ltd. 7, The Pines Business Park Broad Street. Guildford Surrey, GU3 3BH. England Distribuidor BSN medical SLU

Leyenda símbolos

	No contiene látex en formulación		Producto no esterilizado
	Caducidad		No exponer el producto a la radiación solar
	Manténgase en lugar seco		Representante autorizado
	Fabricante		